

OraSeal® Caulk & Putty

Rubber Dam Caulking & Block-Out Putty

Description:
OraSeal® Caulking and OraSeal® Putty are specially designed cellulose-based caulking and block-out materials that are syringe delivered through a White Mac® tip. OraSeal Caulking will adhere to a wet rubber dam, gingival and mucosal tissues, and teeth. It will adhere under water and saliva!
OraSeal Putty is a heavier-bodied material with the same adhesive qualities as OraSeal rubber dam caulking.

Indications:
OraSeal Caulking is used to seal rubber dams to optimize tissue isolation; i.e., irritating seepage of strong peroxide solutions during power bleaching or hydrofluoric acid during porcelain etching, etc. It is excellent for repair of rubber dam leakage resulting from difficult adaptation associated with endodontic procedures, small perforations, and areas where fixed partial denture connectors prevent adequate seal. OraSeal Putty is used to block out undercuts associated with large gingival embrasures, implant bars, precision attachments, or fixed partial denture pontics during impression making procedures. Its heavier body prevents displacement during intraoral pick-up of anchoring attachments with autopolymerizing resins.

Procedure:
1. Remove luer lock cap from syringe and twist disposable tip securely onto syringe. Hold plunger in palm of hand for optimum control instead of conventional manner with thumb on plunger. Note: One may wish to custom trim tips to desired orifice diameter.

OraSeal Caulking Uses:
• Rubber dam placement prior to vital bleaching, porcelain etching, etc.
• Improve dam seal adjacent to fixed partial denture connector.
• When performing endodontics on a compromised tooth.
• Torn rubber dam adjacent to hard and/or soft tissues or fixed prosthesis.
• To prevent saliva contamination when bonding ortho brackets.

OraSeal Putty Uses:
Use particularly as a block-out material. Use before impression making under fixed bridgework, etc., or to block out under attachments and implant bars.


Precautions:
1. If surface treatment is to be performed following use of OraSeal, always make sure area is well cleaned with prophyl cup.
2. We recommend that large volumes removed not be vacuumed into vacuum system.
3. OraSeal is not to be expressed into extraction sites, deep pockets, etc., as one cannot be ensured of material being abraded away in such areas.
4. Clean and disinfect syringes between patients. We highly recommend using Ultradent® Syringe Covers sealed with the Ultradent® Impulse Seal as a protective barrier to prevent cross-contamination.
5. OraSeal is NOT to be used in critical dimension areas. At any rate, always properly disinfect and wash impressions before pouring stone.



1. To optimize rubber dam seal when procedure demands optimal isolation, run small bead of caulk just below free gingival margin, followed by repositioning the rubber dam over the caulking material.



2. Rubber dam repositioned with margins inverted and attached to frame in conventional manner. Clean all exposed tooth surfaces to ensure removal of OraSeal and any extraneous materials or stains with prophylaxis paste and cup.



3. Upon completion of the procedure, a wet toothbrush, floss, curette, and firm air/water rinse will quickly remove any remaining material.



1-3 Express OraSeal Caulking under fixed partial denture connector using a delivery tip. Shape with wet gloved finger, wet cotton swab or instrument. Root canal is performed in a clean, dry field.



1. A bead of OraSeal Caulking is run circumferentially around compromised tooth with heavier amount in area of most difficult adaption (in this case deep root decay on distal root) and rubber dam applied.



2. Root canal is performed in clean dry field with what otherwise (outside of more elaborate preparations) very well could have been a mess. Upon completion, make sure all OraSeal is removed from deep subgingival areas by thorough curetting and rinsing.



Seals leak in rubber dam even when dam is submerged!! Apply around border, then criss-cross over hole while expressing OraSeal Caulking until seal is completed.



To ensure moisture control when bonding lower orthodontic brackets, seal embrasures with OraSeal Caulking or Putty to prevent saliva from sublingual salivary gland ducts from contaminating the area. Photo courtesy of Dr. Phillip Cambell, Huntsville, Texas.




1. Express against dry to damp tissue and under attachment with tip.




2. Shape with wet gloved finger or wet instrument.



3. Clean excess from top of attachment with wet 2x2 gauze. Area is now ready with undercuts blocked out. To remove, rinse and brush. Maintain vacuum.




4. Bar attachment ready for anchoring with cold cure acrylic.




1. One may express directly from syringe to area under bar. Can also be reshaped and placed.



2. Molded, shaped, and contoured with wet thumb and fingers.



3. As with attachment, clean excess from top and sides of bar with wet 2x2 gauze. Bar ready for impression.



4. When finished, scrape away excess and discard in garbage. DO NOT RUN LARGE VOLUME THROUGH VACUUM LINES.



5. Again, as with attachments, clean remaining material with constant use of water, brush and vacuum.

1. For Professional use only.
2. Review instructions, precautions, and MSDS before beginning treatment. Use only as directed.
3. Keep products out of heat/sunlight.
4. Avoid skin exposure to resins.
5. Isolate strong chemicals to area of treatment.
6. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
7. Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
8. Never force syringe plungers.

Algemeine Vorsichtsmaßnahmen:
1. Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
2. Lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift.
3. Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
4. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien.
5. Beschränken Sie den Kontakt mit anderen Materialien auf das Behandlungsgebiet.
6. Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien.
7. Prüfen Sie den Fluß des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral anwenden.
8. Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.

Précautions générales:
1. Exclusivement réservé à l'usage professionnel.
2. Voir les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions.
3. Tenir les produits à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur.
4. Éviter le contact des résines avec la peau.
5. Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
6. S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement.
7. Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
8. Ne jamais forcer sur le piston des seringues.

Algemeine voorzorgsmaatregelen:
1. Uitsluitend bestemd voor aflevering aan een toepassing door landartsen.
2. Raadpleeg gebruiksaanwijzingen en houd rekening met de daarin genoemde aanbevelingen. Gebruik alleen zoals is beschreven.
3. Bewaar de producten cool en donker.
4. Vermijd huidcontact met harsen.
5. Applicator alleen daar waar nodig.
6. Overtuig u ervan dat de patiënt niet allergisch is voor de toegepaste materialen.
7. Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken.
8. Oefen nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes.

Precauzioni Generali:
1. Prodotto riservato all'uso professionale.
2. Prima di iniziare il trattamento vengano esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso ed i moduli per la sicurezza dei prodotti (MSDS). Utilizzare esclusivamente nei modi indicati.
3. Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
4. Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
5. La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
6. Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti usati per il trattamento.
7. Prima dell'uso intraorale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
8. Non forzare mai gli starterelli delle siringhe.

Precauciones Generales:
1. Para Uso Exclusivo de Profesionales.
2. Antes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones y el MSDS. Siga las instrucciones.
3. Mantenga siempre los productos alejados del calor y de la luz solar.
4. Evite el contacto de las resinas con la piel.
5. Aísle los químicos fuertes del área de tratamiento.
6. Asegúrese de que el paciente no es alérgico a los materiales.
7. Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
8. Nunca empuje con fuerza el émbolo.

Precações gerais:
1. Somente para uso profissional.
2. Ler instruções, precauções e MSDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado.
3. Manter os produtos longe do calor e da luz solar direta.
4. Evitar contato com a pele.
5. Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
6. Confirmar se os pacientes não têm alergias aos materiais utilizados.
7. Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral.
8. Nunca forçar os êmbolos da seringa.

Generella försiktighetsåtgärder:
1. Endast för professionell bruk.
2. Läs bruksanvisningar, försiktighetsåtgärder, och varuinformationsblad innan behandling påbörjas. Använd endast enligt anvisning.
3. Håll produkten borta från värme och solljus.
4. Undvik hudkontakt med resiner.
5. Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
6. Kontrollera att patienten inte är allergisk för behandlingsmaterial.
7. Testa att materialet flyter fritt ur sprutans spets innan användning intraoralt.
8. Tvinga ej med "vald" hårt tryck pistonen i sprutan.

Generelle forholdsregler:
1. Kun til professionell brug.
2. Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlings start. Bar kun anvendes som foreskrevet.
3. Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
4. Undgå hudkontakt med resiner.
5. Isolér stærke kemikalier til behandlingsområdet.
6. Få bekræftet at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen.
7. Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids før brug intraoralt.
8. Undgå at bruge voldsmom kraft til at tvinge et stempel i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen udføres først.

Yleiset ohjeet:
1. Vain ammattikäyttöön.
2. Tuotusta käytettävissä vain suojatuotimien ja käyttöturvallisuustiedoiteeseen ennen toimenpiteiden aloittamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
3. Säilytä tuote lämpötilä ja suojatuloilla suojattuna.
4. Vältä ihokontaktia resiniin.
5. Eristä käsiteltävä alue.
6. Varmista että potillailla ei ole todettuja allergioita hoitoainemateriaaleille käytettävillä aineilla.
7. Testaa materiaalin virtaus suusta ja pistettä ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti.
8. Älä käytä liian voimakasta painannasta ruiskun mäntää.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
2. Διαβάζετε τις οδηγίες, προφυλάξεις και MSDS πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Νο το χρησιμοποιείτε όπως προτείνεται οι οδηγίες.
3. Φυλάξτε τα προϊόντα στο χώρο όπου είναι τοποθετημένα και μακριά από το φως ή τη θερμότητα.
4. Αποφύγετε την επαφή της επιφάνειας με το δέρμα.
5. Προστατέψτε την περιοχή των ασθενών από την επαφή της θεραπείας.
6. Να επιβεβαιωθεί ότι ο ασθενής δεν έχει ορατά συμπτώματα αλλεργίας (απόκριση) από τα υλικά της θεραπείας.
7. Να δοκιμαστεί ότι ο υλικό των σύριγγων και το άκρο της βελόνας είναι ελεύθερα να χρησιμοποιούνται ενδοστοματικά.
8. Μην πιέζετε ποτέ με δύναμη το έμβολο της σύριγγας.

Общие предосторожности:
1. Только для профессионального использования.
2. Изучите препараты от воздействия жары и солнечного света.
3. Избегайте контакта полимеров с кожей и слизистой оболочки.
4. Избегайте попадания химических веществ на предметы обихода и одежду.
5. Убедитесь, что у пациентов нет аллергии на используемые материалы.
6. Проверьте вытекание материала из шприца вне ротовой полости.
7. Не используйте до конца шприца на пациентах.
8. Не используйте шприц для инъекций или инъекции и дезинфицируйте шприцы перед следующим использованием.

RU

Środki ostrożności:
1. Produkt przeznaczony wyłącznie do lekarzy stomatologicznych.
2. Przed rozpoczęciem leczenia zapoznać się z treścią instrukcji, ostrzeżeń, tabel MSDS i ulotka z danymi o bezpieczeństwie stosowania produktu i tabelami ostrożności. Materiał powstrzymać od światła słonecznego i ciepła.
3. Nie narażać materiału na działanie ciepła słonecznego i ciepła.
4. Nie narażać skóry na bezpośredni kontakt z żywicą.
5. Chronić przed zabiegami przed innymi i/lub oddzielnymi środkami chemicznymi.
6. Upewnić się czy pacjent nie jest uczulony na stosowane materiały stomatologiczne.
7. Przed zastosowaniem przetestuj w gnie ustnie pacjenta sprawność, czy materiał wypływa ze strzykawki a następnie nakreślonej na jej końcówki.
8. Nie należy używać nadmiernej siły przy naciskaniu na tłoczek strzykawki.

Genel Dikkatler:
1. Tedaviye başlamadan önce talimatları, önlemleri ve MSDS'y gözden geçirin. Kullanma talimatlarına tamamen uyunuz.
2. Dürülen skalaklamaları kullanmadan önce MSDS'yi okuyunuz.
3. Daimen ısıya maruz kalmamaya çalışınız.
4. Kuvvetli kimyasallarla teması önlemeye çalışınız.
5. Hastanın tedavi materyallerine karşı bilinen bir alerjiye uğramaması için dikkatli olunuz.
6. Materyalleri ağız içinde kullanmadan önce şırınga (missing words) ve uçtan alırken objektif kontrol ediniz.
7. Hiç bir zaman şırınga pistonuna kuvvet uygulamayınız.
8. Hastaları kullanmadan önce şırınganın kullanıma hazır olduğunu ve iğnenin çalıştığını kontrol ediniz.

TR

احتیاطات عامة
١. راجع التعليمات والاحتياطات قبل بداية العلاج. استعمل كما هو موصى به.
٢. تجنب تعرضك عن الحرارة وضوء الشمس.
٣. تجنب تعرض الجلد.
٤. ابعيد الكيماويات القوية عن منطقة العلاج.
٥. تأكد من عدم وجود حساسية لدى المريض لمواد العلاج.
٦. اختبر مسبقاً سهولة المواد من السرنجة والنس قبل الاستعمال داخل الفم.
٧. ابعيد غطاء السرنجة ابدأ على مكبس السرنجة.
٨. استعمل غطاء سرنجات التراندات أو قم بتطهير السرنجة عند الاستعمال بين المرضى.

AR

일반적 주의사항
1. 사용전에 반드시 사용설명서, 주의사항 및 안전성 자료를 읽고 지시대로 사용하십시오.
2. 열이나 강한 빛을 피하십시오.
3. 세균류는 피부접촉을 피하십시오.
4. 화학성이 강한 재료는 진료지역에서 먼 곳에 두십시오.
5. 환자가 치통에 알려지지 않은 알레르기 반응을 보지 않도록 주의하십시오.
6. 구강내 사용시 사용전에 시범적 테스트를 해주시고, 환자가 불편함을 느끼지 않도록 주의하십시오.
7. 시멘트 밀대를 가늘게 천천히 밀십시오.
8. 환자 위치를 위해 시멘트 카바를 이용하거나 소독된 시멘트재를 사용하십시오.

KO

注意事項
1. 治療前請先詳閱說明、注意事項及使用手冊，限牙醫師使用
2. 請避免置於光照或高溫處
3. 避免皮膚接觸到樹脂
4. 這些化學物質僅可在治療部位使用
5. 先確認病者對即將使用的材料不會過敏
6. 在口內使用之前，請先測試注射針筒及針頭內的材料是否有流動性
7. 不可用力推針筒
8. 使用Ultradent® 針筒要注意在兩個病患間必須消毒或清潔

ZH

일반적 주의사항
1. 사용전에 반드시 사용설명서, 주의사항 및 안전성 자료를 읽고 지시대로 사용하십시오.
2. 열이나 강한 빛을 피하십시오.
3. 세균류는 피부접촉을 피하십시오.
4. 화학성이 강한 재료는 진료지역에서 먼 곳에 두십시오.
5. 환자가 치통에 알려지지 않은 알레르기 반응을 보지 않도록 주의하십시오.
6. 구강내 사용시 사용전에 시범적 테스트를 해주시고, 환자가 불편함을 느끼지 않도록 주의하십시오.
7. 시멘트 밀대를 가늘게 천천히 밀십시오.
8. 환자 위치를 위해 시멘트 카바를 이용하거나 소독된 시멘트재를 사용하십시오.

EN Putty and Caulking Material
DE Zellulose-Material, Putty und Regular (Caulking)
FR Calfatage et comblement des contre-dépouilles
ML Putty and Caulking Material
IT Materiale Putty e Impermeabilizzante (Caulking)
ES Putty and Caulking Material

PT Putty e Caulking
SV Putty and Caulking
DA Putty og kit Material
FI Putty ja Caulking -materiaali
EL Στοιβάδες και Λεπτόρυστο υλικό εξουδετέρωσης εσοχών
RU Замзка и уплотнитель

PL Materiały Uszczelniające I Blokujące
TR Rubber dam, gingiva ve dişler gibi istik üzerelere yapışabilen blokaj materyali
KO 어스릴: مادة الحماية الخيطية
AR 언더컷 제거
ZH 除縫封閉劑
TH Putty and Caulking Material




EN Do not re-use to avoid cross contamination
DE Nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern
FR Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
ML Do not reuse to avoid cross contamination
IT Non riutilizzare per evitare la contaminazione incrociata
ES No reutilice para evitar la contaminación cruzada
PT Não reutilize para evitar a contaminação cruzada
SV Använd inte åter för att undvika kryskontaminering
DA Gendyr ikke at undgå kryskontaminering
FI Älä uudelleen käytettäväksi välttääks ristitartuntoja
EL Μην επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρωμένη μόλυνση
RU Не используйте повторно, чтобы избежать перекрестного заражения
PL Nie ponownie używać, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego
TR Cihazı tekrar kullanmayın, böylece çapraz bulaşmayı önleyin
KO 교차오염을 피하기 위해 재사용하지 마세요
AR 재사용하지 마세요, 교차오염을 피하기 위해
ZH 請勿重複使用，以免發生交叉污染
TH ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม



EN Recycle
DE Recyceln
FR Recycler
ML Recycle
IT Riciclare
ES Reciclar
PT Reciclar
SV Återvinna
DA Genbruges
FI Kierrätetään
EL Ανακυκλώνεται
RU Утилизуются
PL Recykling
TR Geri dönüştürülür
KO 재활용
AR إعادة تدوير
ZH 可回收
TH รีไซเคิล

EN Use by date
DE Verwendbar bis
FR À utiliser avant
ML Use before
IT Utilizzare entro
ES Utilizar antes de
PT Usar antes de
SV Används inom
DA Gælder inden
FI Viimeinen käyttöpäivä
EL Χρησιμοποιήστε μέχρι
RU Мокресть
PL Termin ważności
TR Son kullanma tarihi
KO 사용 기한
AR تاريخ الانتهاء
ZH 有效期至
TH หมดอายุ



EN **Caulking:** Express under fixed partial denture connector. Shape with wet cotton swab.
DE **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FR **Calfatage:** Placer sous l'intermédiaire du bridge. Modeler à l'aide d'un coton humide.
ML **Caulking:** Pers onder de verbinding voor de partiele prothese. Modelleer met een bevochtigd gaasje.
IT **Impermeabilizzazione (Caulking):** Estrudere sotto l'elemento di connessione del ponte. Modellare con un bastoncino cotonato bagnato.
ES **Caulking:** Aplique debajo del conector del puente parcial. Dele forma con un hisopo de algodón húmedo.
PT **Caulking:** Aplicar por baixo do conector de prótese parcial. Modelar com um rolo de algodão húmido.
SV **Tätning:** Applicera under fast partial protes attachment. Forma med våt bomullsrulle.
DA **Blokering:** Fyld ud under mellemled/ekstensionens ved fast protektik. Form med en våd vat-eller skumpellet.
FI **Tiivistys:** Ankkuroi kiinteä osaproteesi. Muotoillaan kostealla vanurullalla.
EL **Παθητικότητα:** Διαμορφώστε με αφαιρούμενο βαμβάκι.

EN **Putty:** Use as blockout for ease and distortion-free removal of impressions.
DE **Putty:** Zum Ausblocken verwenden, um Abformungen leicht und verzugsfrei entnehmen zu können.
FR **Putty:** Utiliser pour le comblement des contre-dépouilles pour l'obtention de empreintes sans distorsion.
ML **Putty:** Gebruik als uitblokmiddel om afdrukken gemakkelijk uit te kunnen nemen.
IT **Putty:** Per chiudere i sottosquadri e togliere le impronte con facilità e senza distorsioni.
ES **Pasta:** Utilízelo como bloqueador para que las impresiones se remuevan con facilidad y libres de deformación.
PT **Putty:** Utilizar para aliviar e facilitar uma remoção fácil e sem distorção da impressão.
SV **Kitt:** Används för att blockera underskär, underlättar avtryckslagning.
DA **Blokering:** Anvendes til blokering af underskæringer for at give lettere og distorsionsfrie fjernelse af aftryk.
FI **Käyttö:** Allemenojen tiivistykseen. Helpottaa jäljen- otoksen poistamista suusta.
EL **Χρησιμοποιείται σαν εξουδετέρωση εσοχών για εύκολη και χωρίς παραμορφώσεις απομάκρυνση των αποτυπωμάτων.**

EN **Prevent saliva from seeping through embrasures during bracket bonding.**
DE **Verhindert während der Befestigung von Brackets das Durchsickern von Speichel durch Zahnzwischenräume.**
FR **Prévient le passage de la salive au niveau des embrasures lors des collages de brackets orthodontiques.**
ML **Gebruik als uitblokmiddel alvorens precisieankers, attachments, clips, etc. te plaatsen.**
IT **Per evitare che la saliva filtri attraverso gli spazi interdentali nel corso della cementazione degli attacchi ortodontici.**
ES **Previene que la saliva pase por las troneras de la adhesión de los soportes de frenos.**
PT **Evitar a infiltração da saliva nas zonas retentivas durante o bonding dos brackets.**
SV **Förhindrar saliv att flyta genom sporum vid bonding av brackets.**
DA **Forebyr indsvingning af saliv gennem approssim- alurne ved bonding af brackets.**
FI **Estää syljen tunkeutumisen approssimaaliväleistä bracketteja sidostaettaessa.**
EL **Προστατεύει από τη διαβροχή από το σάλιο μέσα από τα μεσοδόντια κατά τη διάκριση της συγκόλλησης των brackets.**

EN **Clean-up:** Scrape off bulk. Do not suction large volumes. Suction and rinse remainder.
DE **Entfernung:** Den Großteil des Materials abschaben. Keine größeren Mengen absaugen. Reste können abgespült und abgesaugt werden.
FR **Nettoyage:** Eliminer la masse du matériau. Ne pas aspirer de larges volumes. Rincer et aspirer les résidus.
ML **Schoonmaken:** Schraap de bulk weg. Geen grote hoeveelheden tegelijk afzuigen. Restanten wegspoeien en afzuigen.
IT **Pulizia:** Rimuovere la massa del materiale. Non aspirare grandi volumi di materiale. Aspirare i residui e sciacquare.
ES **Limpeza:** Quite el volumen. No aspire grandes cantidades. Enjuague y aspire el resto.
PT **Limpeza:** Remover o excesso. Não aspirar grandes quantidades. Aspirar e lavar o que restar.
SV **Rengöring:** Med spatel avlägsnas bulk. Sug ej in stora mängder i vakuumsug. Skölj och sug upp resten.
DA **Rengöring:** Skrab hovedparten af materialet af. Sug ikke store dele op med suget. Rester fjernes med skylling og sug.
FI **Puhdistus:** Irota suurimmat määrät laastimella. Älä ime suuria määriä Puttyma iumirilla. Huuhtele ja ime loput.
EL **Καθαρισμός:** Απομακρύνετε με ένα εργαλείο τις μεγάλες ποσότητες. Μη χρησιμοποιήσετε τη αναρρόφηση για αυτές. Πλύνετε και αναρροφήστε τα υπολείμματα.

EN **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DE **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FR **Calfatage:** Placer sous l'intermédiaire du bridge. Modeler à l'aide d'un coton humide.
ML **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
IT **Impermeabilizzazione (Caulking):** Estrudere sotto l'elemento di connessione del ponte. Modellare con un bastoncino cotonato bagnato.
ES **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
PT **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
SV **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DA **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FI **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
EL **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
RU **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.

EN **Putty:** Use as blockout for ease and distortion-free removal of impressions.
DE **Putty:** Zum Ausblocken verwenden, um Abformungen leicht und verzugsfrei entnehmen zu können.
FR **Putty:** Utiliser pour le comblement des contre-dépouilles pour l'obtention de empreintes sans distorsion.
ML **Putty:** Gebruik als uitblokmiddel om afdrukken gemakkelijk uit te kunnen nemen.
IT **Putty:** Per chiudere i sottosquadri e togliere le impronte con facilità e senza distorsioni.
ES **Pasta:** Utilízelo como bloqueador para que las impresiones se remuevan con facilidad y libres de deformación.
PT **Putty:** Utilizar para aliviar e facilitar uma remoção fácil e sem distorção da impressão.
SV **Kitt:** Används för att blockera underskär, underlättar avtryckslagning.
DA **Blokering:** Anvendes til blokering af underskæringer for at give lettere og distorsionsfrie fjernelse af aftryk.
FI **Käyttö:** Allemenojen tiivistykseen. Helpottaa jäljen- otoksen poistamista suusta.
EL **Χρησιμοποιείται σαν εξουδετέρωση εσοχών για εύκολη και χωρίς παραμορφώσεις απομάκρυνση των αποτυπωμάτων.**

EN **Clean-up:** Scrape off bulk. Do not suction large volumes. Suction and rinse remainder.
DE **Entfernung:** Den Großteil des Materials abschaben. Keine größeren Mengen absaugen. Reste können abgespült und abgesaugt werden.
FR **Nettoyage:** Eliminer la masse du matériau. Ne pas aspirer de larges volumes. Rincer et aspirer les résidus.
ML **Schoonmaken:** Schraap de bulk weg. Geen grote hoeveelheden tegelijk afzuigen. Restanten wegspoeien en afzuigen.
IT **Pulizia:** Rimuovere la massa del materiale. Non aspirare grandi volumi di materiale. Aspirare i residui e sciacquare.
ES **Limpeza:** Quite el volumen. No aspire grandes cantidades. Enjuague y aspire el resto.
PT **Limpeza:** Remover o excesso. Não aspirar grandes quantidades. Aspirar e lavar o que restar.
SV **Rengöring:** Med spatel avlägsnas bulk. Sug ej in stora mängder i vakuumsug. Skölj och sug upp resten.
DA **Rengöring:** Skrab hovedparten af materialet af. Sug ikke store dele op med suget. Rester fjernes med skylling og sug.
FI **Puhdistus:** Irota suurimmat määrät laastimella. Älä ime suuria määriä Puttyma iumirilla. Huuhtele ja ime loput.
EL **Καθαρισμός:** Απομακρύνετε με ένα εργαλείο τις μεγάλες ποσότητες. Μη χρησιμοποιήσετε τη αναρρόφηση για αυτές. Πλύνετε και αναρροφήστε τα υπολείμματα.

EN **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DE **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FR **Calfatage:** Placer sous l'intermédiaire du bridge. Modeler à l'aide d'un coton humide.
ML **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
IT **Impermeabilizzazione (Caulking):** Estrudere sotto l'elemento di connessione del ponte. Modellare con un bastoncino cotonato bagnato.
ES **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
PT **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
SV **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DA **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FI **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
EL **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
RU **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.

EN **Putty:** Use as blockout for ease and distortion-free removal of impressions.
DE **Putty:** Zum Ausblocken verwenden, um Abformungen leicht und verzugsfrei entnehmen zu können.
FR **Putty:** Utiliser pour le comblement des contre-dépouilles pour l'obtention de empreintes sans distorsion.
ML **Putty:** Gebruik als uitblokmiddel om afdrukken gemakkelijk uit te kunnen nemen.
IT **Putty:** Per chiudere i sottosquadri e togliere le impronte con facilità e senza distorsioni.
ES **Pasta:** Utilízelo como bloqueador para que las impresiones se remuevan con facilidad y libres de deformación.
PT **Putty:** Utilizar para aliviar e facilitar uma remoção fácil e sem distorção da impressão.
SV **Kitt:** Används för att blockera underskär, underlättar avtryckslagning.
DA **Blokering:** Anvendes til blokering af underskæringer for at give lettere og distorsionsfrie fjernelse af aftryk.
FI **Käyttö:** Allemenojen tiivistykseen. Helpottaa jäljen- otoksen poistamista suusta.
EL **Χρησιμοποιείται σαν εξουδετέρωση εσοχών για εύκολη και χωρίς παραμορφώσεις απομάκρυνση των αποτυπωμάτων.**

EN **Clean-up:** Scrape off bulk. Do not suction large volumes. Suction and rinse remainder.
DE **Entfernung:** Den Großteil des Materials abschaben. Keine größeren Mengen absaugen. Reste können abgespült und abgesaugt werden.
FR **Nettoyage:** Eliminer la masse du matériau. Ne pas aspirer de larges volumes. Rincer et aspirer les résidus.
ML **Schoonmaken:** Schraap de bulk weg. Geen grote hoeveelheden tegelijk afzuigen. Restanten wegspoeien en afzuigen.
IT **Pulizia:** Rimuovere la massa del materiale. Non aspirare grandi volumi di materiale. Aspirare i residui e sciacquare.
ES **Limpeza:** Quite el volumen. No aspire grandes cantidades. Enjuague y aspire el resto.
PT **Limpeza:** Remover o excesso. Não aspirar grandes quantidades. Aspirar e lavar o que restar.
SV **Rengöring:** Med spatel avlägsnas bulk. Sug ej in stora mängder i vakuumsug. Skölj och sug upp resten.
DA **Rengöring:** Skrab hovedparten af materialet af. Sug ikke store dele op med suget. Rester fjernes med skylling og sug.
FI **Puhdistus:** Irota suurimmat määrät laastimella. Älä ime suuria määriä Puttyma iumirilla. Huuhtele ja ime loput.
EL **Καθαρισμός:** Απομακρύνετε με ένα εργαλείο τις μεγάλες ποσότητες. Μη χρησιμοποιήσετε τη αναρρόφηση για αυτές. Πλύνετε και αναρροφήστε τα υπολείμματα.

EN **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DE **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FR **Calfatage:** Placer sous l'intermédiaire du bridge. Modeler à l'aide d'un coton humide.
ML **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
IT **Impermeabilizzazione (Caulking):** Estrudere sotto l'elemento di connessione del ponte. Modellare con un bastoncino cotonato bagnato.
ES **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
PT **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
SV **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DA **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FI **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
EL **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
RU **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.

EN **Putty:** Use as blockout for ease and distortion-free removal of impressions.
DE **Putty:** Zum Ausblocken verwenden, um Abformungen leicht und verzugsfrei entnehmen zu können.
FR **Putty:** Utiliser pour le comblement des contre-dépouilles pour l'obtention de empreintes sans distorsion.
ML **Putty:** Gebruik als uitblokmiddel om afdrukken gemakkelijk uit te kunnen nemen.
IT **Putty:** Per chiudere i sottosquadri e togliere le impronte con facilità e senza distorsioni.
ES **Pasta:** Utilízelo como bloqueador para que las impresiones se remuevan con facilidad y libres de deformación.
PT **Putty:** Utilizar para aliviar e facilitar uma remoção fácil e sem distorção da impressão.
SV **Kitt:** Används för att blockera underskär, underlättar avtryckslagning.
DA **Blokering:** Anvendes til blokering af underskæringer for at give lettere og distorsionsfrie fjernelse af aftryk.
FI **Käyttö:** Allemenojen tiivistykseen. Helpottaa jäljen- otoksen poistamista suusta.
EL **Χρησιμοποιείται σαν εξουδετέρωση εσοχών για εύκολη και χωρίς παραμορφώσεις απομάκρυνση των αποτυπωμάτων.**

EN **Clean-up:** Scrape off bulk. Do not suction large volumes. Suction and rinse remainder.
DE **Entfernung:** Den Großteil des Materials abschaben. Keine größeren Mengen absaugen. Reste können abgespült und abgesaugt werden.
FR **Nettoyage:** Eliminer la masse du matériau. Ne pas aspirer de larges volumes. Rincer et aspirer les résidus.
ML **Schoonmaken:** Schraap de bulk weg. Geen grote hoeveelheden tegelijk afzuigen. Restanten wegspoeien en afzuigen.
IT **Pulizia:** Rimuovere la massa del materiale. Non aspirare grandi volumi di materiale. Aspirare i residui e sciacquare.
ES **Limpeza:** Quite el volumen. No aspire grandes cantidades. Enjuague y aspire el resto.
PT **Limpeza:** Remover o excesso. Não aspirar grandes quantidades. Aspirar e lavar o que restar.
SV **Rengöring:** Med spatel avlägsnas bulk. Sug ej in stora mängder i vakuumsug. Skölj och sug upp resten.
DA **Rengöring:** Skrab hovedparten af materialet af. Sug ikke store dele op med suget. Rester fjernes med skylling og sug.
FI **Puhdistus:** Irota suurimmat määrät laastimella. Älä ime suuria määriä Puttyma iumirilla. Huuhtele ja ime loput.
EL **Καθαρισμός:** Απομακρύνετε με ένα εργαλείο τις μεγάλες ποσότητες. Μη χρησιμοποιήσετε τη αναρρόφηση για αυτές. Πλύνετε και αναρροφήστε τα υπολείμματα.

EN **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DE **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FR **Calfatage:** Placer sous l'intermédiaire du bridge. Modeler à l'aide d'un coton humide.
ML **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
IT **Impermeabilizzazione (Caulking):** Estrudere sotto l'elemento di connessione del ponte. Modellare con un bastoncino cotonato bagnato.
ES **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
PT **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
SV **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DA **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FI **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
EL **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
RU **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.

EN **Putty:** Use as blockout for ease and distortion-free removal of impressions.
DE **Putty:** Zum Ausblocken verwenden, um Abformungen leicht und verzugsfrei entnehmen zu können.
FR **Putty:** Utiliser pour le comblement des contre-dépouilles pour l'obtention de empreintes sans distorsion.
ML **Putty:** Gebruik als uitblokmiddel om afdrukken gemakkelijk uit te kunnen nemen.
IT **Putty:** Per chiudere i sottosquadri e togliere le impronte con facilità e senza distorsioni.
ES **Pasta:** Utilízelo como bloqueador para que las impresiones se remuevan con facilidad y libres de deformación.
PT **Putty:** Utilizar para aliviar e facilitar uma remoção fácil e sem distorção da impressão.
SV **Kitt:** Används för att blockera underskär, underlättar avtryckslagning.
DA **Blokering:** Anvendes til blokering af underskæringer for at give lettere og distorsionsfrie fjernelse af aftryk.
FI **Käyttö:** Allemenojen tiivistykseen. Helpottaa jäljen- otoksen poistamista suusta.
EL **Χρησιμοποιείται σαν εξουδετέρωση εσοχών για εύκολη και χωρίς παραμορφώσεις απομάκρυνση των αποτυπωμάτων.**

EN **Clean-up:** Scrape off bulk. Do not suction large volumes. Suction and rinse remainder.
DE **Entfernung:** Den Großteil des Materials abschaben. Keine größeren Mengen absaugen. Reste können abgespült und abgesaugt werden.
FR **Nettoyage:** Eliminer la masse du matériau. Ne pas aspirer de larges volumes. Rincer et aspirer les résidus.
ML **Schoonmaken:** Schraap de bulk weg. Geen grote hoeveelheden tegelijk afzuigen. Restanten wegspoeien en afzuigen.
IT **Pulizia:** Rimuovere la massa del materiale. Non aspirare grandi volumi di materiale. Aspirare i residui e sciacquare.
ES **Limpeza:** Quite el volumen. No aspire grandes cantidades. Enjuague y aspire el resto.
PT **Limpeza:** Remover o excesso. Não aspirar grandes quantidades. Aspirar e lavar o que restar.
SV **Rengöring:** Med spatel avlägsnas bulk. Sug ej in stora mängder i vakuumsug. Skölj och sug upp resten.
DA **Rengöring:** Skrab hovedparten af materialet af. Sug ikke store dele op med suget. Rester fjernes med skylling og sug.
FI **Puhdistus:** Irota suurimmat määrät laastimella. Älä ime suuria määriä Puttyma iumirilla. Huuhtele ja ime loput.
EL **Καθαρισμός:** Απομακρύνετε με ένα εργαλείο τις μεγάλες ποσότητες. Μη χρησιμοποιήσετε τη αναρρόφηση για αυτές. Πλύνετε και αναρροφήστε τα υπολείμματα.

EN **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DE **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FR **Calfatage:** Placer sous l'intermédiaire du bridge. Modeler à l'aide d'un coton humide.
ML **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
IT **Impermeabilizzazione (Caulking):** Estrudere sotto l'elemento di connessione del ponte. Modellare con un bastoncino cotonato bagnato.
ES **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
PT **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
SV **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
DA **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
FI **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
EL **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.
RU **Regular (Caulking):** Unter das Verbindungsglied bei feststehenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.



OraSeal® Caulk & Putty

Rubber Dam Caulking & Block-Out Putty

Manufactured by:
 Ultradent Products, Inc.
 505 West 10200 South
 South Jordan, Utah 84095 USA
 Made in USA




© Copyright 2011 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 10048 U.4 03/31



EN Catalog number
DE Katalognummer
FR Numéro de catalogue
ML Catalog number
IT Numero di catalogo
ES Número de catálogo
PT Número de catálogo
SV Katalognummer
DA Katalognummer
FI Katalognumero
EL Αναλόγιο αριθμός
RU Номер каталога
PL Numer katalogowy
TR Katalog numarası
KO 카탈로그 번호
AR رقم الكتالوج
ZH 目錄號碼
TH หมายเลขแคตตาล็อก

EN Batch code
DE Chargennummer
FR Numéro de lot
ML Batch code
IT Numero di lotto
ES Código de partida
PT Código do lote
SV Lotnummer
DA Bætkode
FI Eränumero
EL Αριθμός παρτίδας
RU Номер партии
PL Kod partii
TR Parti kodu
KO 배치 코드
AR رقم الدفعة
ZH 批號
TH เลขรหัสชุด




EN Store at room temperature
DE Auf Raumtemperatur lagern
FR Entreposer à température ambiante
ML Ru kamberotemperatuuril hoides
IT Conservare a temperatura ambiente
ES Almacenar a temperatura ambiente
PT Guardar à temperatura ambiente
SV Förvara i rumtemperatur
DA Opbevares ved stuetemperatur
FI Säilä lämpötilassa
EL Φυλάξτε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
RU Хранить при комнатной температуре
PL Przechowywać w temperaturze pokojowej
TR Oda sıcaklığında saklayınız
KO 실온에서 보관
AR تحت درجة حرارة الغرفة
ZH 室温下存放
TH เก็บที่อุณหภูมิห้อง

Store at room temperature.

Ultradent syringes have an expiration date stamped on the side of the syringe consisting of one letter and three numbers. The letter is a lot number used for manufacturing purposes and the three numbers are the expiration date. The first two numbers are the month, and the third number is the last number of the year.

OraSeal Caulking & Putty



HAZARD RATING
 4 = Severe
 3 = Serious
 2 = Moderate
 1 = Slight
 0 = Minimal

For products SDS please visit our website: www.ultradent.com

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist. Keep out of reach of children.