A Dentapreg constructive composites



☆ Dentapreg®

constructive composites

Dentapreg[®] est un matériau composite de construction, idéal pour la fabrication des structures comme les contentions, les bridges temporaires et les restaurations larges.

Dentapreg[®] est disponible sous forme de bandes pliables et collantes de fibres de verre préimprégnées d'une résine photopolymérisable. Après photopolymérisation, cette bande devient rigide.


Dentapreg[®] est également disponible sous forme de tenons fibrés fins et flexibles qui conviennent à la rétention de coiffes selon une technique faiblement invasive (endo-tenons et tenons parapulpaires).

Travailler avec Dentapreg® est simple, rapide et sûr. Aucun instrument ni matériau spéciaux ne sont requis.

Avec Dentapreg®, vous pouvez entrer dans la dentisterie moderne de haute efficacité faiblement invasive.

Les propriétés uniques de Dentapreg® sont obtenues grâce à l'équilibre parfait entre des composants de haute performance et des technologies de fabrication avancées.

EXCELLENTE IMPRÉGNATION DES FIBRES



APPLICATIONS

CAS CLINIQUES



SFM

2 x 0,2 x 60 mm Verre de type E / 7 300 fibres



Contentions vestibulaires et linguales (parodontales, post-traumatiques) collées sur les surfaces dentaires

Contentions post-orthodontiques

Mainteneurs d'espace






PFM

3 x 0,3 x 60 mm Verre de type E / 10 700 fibres



Bridges antérieurs temporaires et semi-permanents







Idéal pour Bridges Antérieurs

PFU

2 x 0,3 x 60 mm Verre de type S / 8 400 fibres



Bridges postérieurs temporaires et semi-permanents

Tenons anatomiques







Idéal pour Bridges Postérieurs

CAS CLINIQUES APPLICATIONS PRODUIT



Renforcement des restaurations larges et des coiffes en composite


Renforcement des facettes en composite

Réparations des facettes céramiques sur métal

Réparations et renforcements d'appareils amovibles



 $4-10 \times 0.1 \times 60 \text{ mm}$ Verre de type E / 10 500 fibres







Contentions vestibulaires, linguales et occlusales (parodontales, post-traumatiques) collées à l'intérieur des préparations


Contentions post-orthodontiques

Mainteneurs d'espace

Tenons anatomiques

SFU

2 x 0,2 x 60 mm Verre de type S / 4 200 fibres







Ø 0,45 x 20 mm Verre de type 5 / 1 440 fibres

Tenons parapulpaires



PINPost



Idéal pour Rétention Coronaire







Ribbond* Alliage Chrome Cobalt Splint-It* Splint-It* NEWSISTANCE à la traction [MPa] Résistance à la traction [MPa] Résistance à la traction [Psi]

Fabricant:

ADM, a.s. - U Vodárny 2 - 616 00 Brno - République Tchèque Tél : + 420 / 511 205 360 - sales@dentapreg.com

Distributeur pour la France :

Bisico France - 120 allée de la Coudoulette - 13680 Lançon de Provence - France Tél. + 33 (0)4 90 42 92 92 - Fax : + 33 (0)4 90 42 92 61 - www.bisico.fr

Ces Dispositifs Médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1023 ITC - Classe lla. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis. Non-remboursé par les organismes d'assurance santé.