






# Guide de fonctionnement LEDEX WL-090+




## Exemples du principe de fonctionnement



Eclairage Cabinet (réduire la luminosité ambiante)



Eclairage Fauteuil (éteint)



Fluorescence verte : dentine saine

Fluorescence rouge : plaque ou caries

Taches sombres : caries

## Schéma du Système

**DENTMATE TECHNOLOGY CO., LTD.** **EC REP TOPDENTAL (PRODUCTS) LTD.**  
 8F, No. 8-11, Sec. 1, Zhongxing Road 12 Ryefield Way • Silsden  
 Wugu District • New Taipei City 24872 • Taiwan West Yorkshire • BD20 0EF • UK


**bisico**  
 AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ

120, allée de la Coudoulette - 13680 Lançon de Provence  
 Tél. : 04 90 42 92 92 - www.bisico.fr


# Avant



La zone carieuse émet une fluorescence rouge



Une tache sombre révèle également la présence d'une lésion carieuse



La zone présentant de la plaque dentaire émet une fluorescence rouge

# Après

CE Marquage CE obtenu en Mai 2013

FT Guide de fonctionnement LEDEX WL-090+ (ZZ 1436) - V1 - 02/2016

Consulter le manuel d'utilisation pour les instructions détaillées

2015/06