



MYOTRONICS
Helping Build the Perfect Bite

Relaxez aujourd'hui les muscles masticatoires et cervicaux simultanément !

Le J5 Myo-Monitor*

STIMULATEUR MUSCULAIRE ÉLECTRIQUE À ULTRABASSE FRÉQUENCE

Le J5 Myo-Monitor est le dernier né d'une succession de produits bénéficiant de plus de trente-cinq ans d'efficacité clinique. Les muscles cervicaux jouent un rôle significatif dans la posture de la tête et peuvent par conséquent influencer l'occlusion. Depuis des années, de nombreux Praticiens ont stimulé ces muscles cervicaux pour les détendre dans le cadre d'un diagnostic et d'un plan de traitement global.

Le TENS (Transcutaneous Electrical Nerves Stimulation ou Neurostimulateur électrique transcutané) J5 Myo-Monitor dispose de quatre canaux de stimulation pour le Patient, chaque paire gauche et droite disposant de ses propres contrôles. Avec la possibilité désormais de stimuler quatre sites



musculaires simultanément, le J5 aide à améliorer l'efficacité de traitement tout en vous faisant gagner un temps précieux ainsi qu'à votre Patient.

Le J5 Myo-Monitor délivre une stimulation électrique périodique, contrôlée et bilatérale pour aider la relaxation musculaire, permettre un accroissement de la circulation sanguine et de l'amplitude de mouvements.

C'est le seul instrument en son genre qui délivre une réelle stimulation bilatérale simultanée. Il est utile pour les procédures

au cabinet d'ajustements occlusaux et dans le cadre d'enregistrements occlusaux et de reconstructions occlusales. Il est aussi utile dans le traitement de certaines dysfonctions de l'ATM et des douleurs associées.

**POUR LE BIEN DE VOS PATIENTS ET DE VOTRE CABINET,
ÉQUIPEZ-VOUS D'UN J5 MYO-MONITOR POLYVALENT ET ÉCONOMIQUE !**



- Relaxe les muscles et établissez une occlusion physiologique
- Prenez des enregistrements occlusaux
- Prenez des empreintes pour la confection de prothèses
- Traitez les dysfonctions de l'ATM et les douleurs associées
- Soulagez des symptômes associés aux spasmes musculaires
- Augmentez la circulation sanguine locale
- Augmentez l'amplitude de mouvements de la mandibule

* Brevet en cours

CE QUE LE J5 MYO-MONITOR PEUT FAIRE POUR VOUS ET VOS PATIENTS



Le J5 Myo-Monitor délivre une stimulation électrique périodique, contrôlée et bilatérale pour aider la relaxation musculaire, permettre un accroissement de la circulation sanguine et de l'amplitude de mouvements.



J5 Myo-Monitor avec accessoires et CD Techniques Cliniques

✓ Améliorer l'évaluation occlusale grâce à la relaxation des muscles cervicaux

Les muscles cervicaux jouent un rôle significatif dans la posture de la tête et peuvent par conséquent influencer l'occlusion. Le J5 Myo-Monitor dispose de quatre canaux de stimulation pour le Patient, chaque paire disposant de ses propres contrôles. Avec la possibilité désormais de stimuler quatre sites musculaires simultanément, le J5 vous permet de conduire plus précisément votre évaluation et vos enregistrements occlusaux. Le J5 améliore l'efficacité de traitement tout en vous faisant gagner un temps précieux ainsi qu'à votre Patient.

✓ Traitement des dysfonctions de l'ATM et des douleurs associées

En utilisant une stimulation bilatérale précisément contrôlée, le J5 Myo-Monitor favorise la relaxation musculaire pour soulager des symptômes associés aux spasmes des muscles masticatoires et cervicaux liés aux dysfonctions de l'ATM. Les muscles se relaxant, une augmentation de l'ouverture de la mandibule est fréquemment mesurée dès la fin de la première visite.

✓ Favoriser le soulagement des symptômes associés aux spasmes musculaires

Lorsque la douleur résulte de spasmes musculaires, le J5 offre une méthode de traitement sûre et sans médication. La relaxation musculaire permet de soulager nombre d'inconforts au niveau de la tête et du cou.

Le J5 stimulant l'accroissement de la circulation sanguine locale, il pompe dans les muscles les nutriments et l'oxygène et évacue les toxines accumulées pour rétablir une physiologie musculaire correcte.

✓ Ajustements occlusaux définitifs réalisés plus rapidement

Le J5 aide à identifier précisément les contacts défailants initiaux. Une fois isolés, les ajustements occlusaux deviennent moins chronophages et plus conservateurs vis-à-vis des structures dentaires.

✓ Une aide dans les enregistrements occlusaux

Le J5 permettra de trouver une position de mandibule compatible avec une musculature relaxée - une position de repos physiologique. De plus, le J5 simplifie la prise d'empreinte et l'enregistrement des relations maxillo-mandibulaires en position de repos musculaire, permettant des limites précises pour la confection des prothèses.

MISE EN GARDE : La réglementation américaine stipule que ce produit ne peut être vendu ou acheté que par un Médecin ou un Chirurgien-Dentiste.



MYOTRONICS
Helping Build the Perfect Bite



Bisico - 120 allée de la coudoulette - 13680 Lançon de Provence
www.bisico.fr **N° Vert 0 800 247 420**

Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0413 Intertek Semko AB - Classe IIa. Fabricant : Myotronics. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne le Dispositif Médical ou sur l'étiquetage remis Non-remboursé par les organismes d'assurance santé. Documentation J5 Myo-Monitor / 2/09 SP 5M / FR (ZZ 942) - V1 - Février 2014