

BISICO DOUBLE PINK

Silicone de duplication

Bisico Double Pink est un silicone par addition spécialement conçu pour la duplication de modèles de précision.

Il offre un temps de travail adéquat (5 minutes) et un temps de polymérisation relativement court (30 minutes) pour permettre une utilisation facile et rapide (ratio 1:1).

Sa grande précision garantit la fidélité des modèles doublés, même les plus fragiles. Les modèles présentant des dents isolées seront ainsi préservés dans leur intégrité.

Sa dureté finale (22 Shore A) l'empêche de se déchirer tout en lui offrant l'élasticité nécessaire.

Bisico Double Pink se mélange à la main ou à l'aide d'un mélangeur automatique.

D'une utilisation particulièrement simple, Bisico Double Pink est la référence en matière de duplication de modèles de précision au laboratoire de prothèse.

Caractéristiques

Prise normale

Couleur : rose

Rétraction linéaire : < 0, 1 %

Ratio de mélange : 1:1

Temps de mélange : environ 1 minute

(non-applicable en cas de malaxage automatique)

Temps de travail (à partir du début du mélange) : environ 5 minutes

Temps de polymérisation : 25 à 30 minutes

Dureté finale : environ 22 Shore A

Fabriqué en Allemagne !

Bisico France – 120 Allée de la Coudoulette

F-13680 LANÇON DE PROVENCE

Tél. : +33 (0)4 90 42 92 92 – Fax : +33 (0)4 90 42 92 61

www.bisico.fr

bisico
AU SERVICE DE VOTRE EFFICACITÉ